



## Laboratory Oven

Ideale per prove e test senza compromessi

Elegante Struttura esterna verniciata senza solvente

Sistema di controllo *GREEN AdvancedGalliSystem*:  
microprocessore con doppio Display DIGITALE e  
algoritmo di Controllo Ottimizzato con Azioni PID

Prodotto Originale della F.lli Galli - Made In Italy

*Ideal for trials and tests without compromise*

*Elegant external structure painted without solvent*

*GREENAdvancedGalliSystem control system:  
microprocessor with double DIGITAL Display and  
Optimized Control algorithm with PID Actions*

*Original product of F.lli Galli - Made in Italy*



## DOTAZIONI DI SERIE

### Standard equipment

N°01 Manuale d'uso e manutenzione  
 N°01 Dichiarazione conformità CE  
 N°01 Certificato di Garanzia 24 mesi  
 N°01 Certificato di Taratura a +150°C riferimento ACCREDIA  
 N°02 Ripiani antiribaltamento, estraibili, regolabili in altezza

N°01 Use and maintenance manual  
 N°01 CE conformity declaration  
 N°01 Guarantee Certificate 24 months  
 N°01 Calibration Certificate at + 150 ° C reference ACCREDIA  
 N°01 Anti-tipping shelf, removable, height-adjustable

## DISPOSITIVI DI SICUREZZA

### Safety devices

\* Fusibili Bipolari a protezione completa dell'impianto  
 \* Cavo Separabile con Spina Shuko  
 \* Interruttore Generale Bipolare Luminoso Verde  
 \* Diagnostica di gestione allarmi integrata  
 \* Termostato Sicurezza  
 \* Classe 3.1 DIN12880 - Indipendente

\* Bipolar fuses to protect complete plant  
 \* Separable cable with Shuko plug  
 \* Switch General Bipolar Bright green  
 \* Integrated alarm management diagnostics  
 \* Safety Thermostat  
 \* Class 3.1 DIN12880 - Independent

Mod. GHIBLI	Stufa da Laboratorio ad Aria Naturale						GREEN AvancedGalliSystem						+300°C	
Codice	L	P	H	L	Stile	Advanced Galli System Control	Display Digitale	PID	Sonda	Auto Tuning	Offset	Sicurezza Classe	Timer	1 Programma
GHIBN050BXXXX	400	330	360	50	da Banco	AGSystem GREEN	Doppio	YES	Pt100	YES	YES	Cl 3.1	YES	1 Pro 8 spazzate
GHIBN080BXXXX	460	430	390	80	da Banco	AGSystem GREEN	Doppio	YES	Pt100	YES	YES	Cl 3.1	YES	1 Pro 8 spazzate
GHIBN120BXXXX	460	430	590	120	da Banco	AGSystem GREEN	Doppio	YES	Pt100	YES	YES	Cl 3.1	YES	1 Pro 8 spazzate

Mod. GHIBLI	Stufa da Laboratorio a Ventilazione Forzata						GREEN AvancedGalliSystem						+300°C	
Codice	L	P	H	L	Stile	Advanced Galli System Control	Display Digitale	PID	Sonda	Auto Tuning	Offset	Sicurezza Classe	Timer	1 Programma
GHIBF050BXXXX	400	290	400	50	da Banco	AGSystem GREEN	Doppio	YES	Pt100	YES	YES	Cl 3.1	YES	1 Pro 8 spazzate
GHIBF080BXXXX	460	390	430	80	da Banco	AGSystem GREEN	Doppio	YES	Pt100	YES	YES	Cl 3.1	YES	1 Pro 8 spazzate
GHIBF120BXXXX	460	390	430	120	da Banco	AGSystem GREEN	Doppio	YES	Pt100	YES	YES	Cl 3.1	YES	1 Pro 8 spazzate



Dal 1960 Progettazione – Costruzione – Vendita e Assistenza di Apparecchi Scientifici ed Industriali  
[www.galli2europe.com](http://www.galli2europe.com) - [info@galli2europe.com](mailto:info@galli2europe.com)

Camere Climatiche – Shock Termico – Shakers - Stufe – Forni – Incubatori – CO<sub>2</sub> – Scanner - Bagni – Criostati –  
 Distillatori – UV-Xenon – Nebbie Saline – Prove Cicliche – VOC – H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

F.lli Galli G.&P. - Via dell'Artigianato 12, 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele, Milano (Italy)  
 Phone: +39 0290720705 - Fax: +39 0290723851