

Frigorifero professionale da Laboratorio



Ideale per la corretta conservazione a bassa temperatura.
Ottimo isolamento termico su tutte le pareti.
Interno in Acciaio Inox - Esterno verniciato
Ripiani estraibili e regolabili in altezza.
Porta con guarnizioni magnetiche e chiave.
Versione con Porta vetrata per l'osservazione interna
Microinterruttore Apertura ante
Pannello comandi con Sistema di Controllo della Temperatura
Digitale con Display 0,1°C
Gestione degli Allarmi.
Sonde di temperatura al Platino PT1000.
Compressore ermetico con Gas Ecologico.



Dimensioni Interne 480x465x460 mm LxPxH
Dimensioni Esterne 600x600x860 mm LxPxH
Peso Kg 65
Alimentazione 230V 1f 50Hz
N°02 Ripiani Standard

CODICE	GREFRY Frigorifero da Laboratorio, da banco o sottobanco
GREFRY-100XXX	GREFRY 100L Frigorifero da Laboratorio +2+12°C, Ventilato, 2 Ripiani, Digitale, All.AcusticoVisivo, DataLogger, USB
GREFRY-100VXX	GREFRY 100L Frigorifero da Laboratorio +2+12°C, Ventilato, 2 Ripiani, Digitale, All.AcusticoVisivo, DataLogger, USB, Porta Vetrata