

- Sistema di Controllo AGSystem TALENT originale Galli
 - Touch Screen Grafico a Colori da 7" WideScreen
 - Funzionamento continuo o programmato
 - Gestione Programmi Termo-Climatici, Rampe, Stasi e Ripetizioni
 - Registrazione Grafica °C e UR%
 - Connessione Ethernet – Porta USB
 - Sonda di Temperatura al Platino PT100
 - Sonda di Umidità Relativa di tipo Capacitivo
 - Dispositivo di Protezione Prodotto regolabile
 - con soglia di Min e Max Temperatura
 - Termostato di Sicurezza di Massima Temperatura
- Interno Inox AISI 304 lucido
 - N°01 Ripiano Inox regolabile in altezza
 - N°01 Foro passante d.125mm con tappo
 - Campo di Temperatura da -40°C a +180°C
 - Campo di Umidità Relativa dal 10% al 98%
- Misure Utili 580 x 765 x 750 mm LxPxH 340L circa
 - Misure Esterne 800 x 1600 x 2000 mm circa
 - Peso 410Kg
 - Alimentazione 400V 3F+N 50Hz
 - CODICE GCCU-430-T001

