

Distillatore GAutostill

Distillatore Acqua automatico

Distillatore d'acqua automatico per la produzione di acqua distillata, in conformità al grado Farmaceutico Europeo con Conduttività sotto i 2,3 μS a +20°C; a seconda dello stato/condizioni dell'acqua.

Funzionamento

Tutte le attività operative necessarie per il processo di distillazione sono attivate e controllate automaticamente, spie luminose indicano le varie fasi.

- consenso alla fornitura di acqua,
- regolazione dell'acqua di raffreddamento,
- accensione del riscaldamento,
- spegnimento del riscaldamento in caso di mancanza d'acqua,
- spegnimento del riscaldamento e della fornitura di acqua di raffreddamento quando il serbatoio di stoccaggio è pieno,
- accensione quando è stato prelevato il distillato.

Sistema di recupero di energia e riduzione del consumo d'acqua, mediante scambio termico.



Caratteristiche Tecniche

Dati Tecnici	GAUTOSTILL07T
Produzione Oraria Litri (approx.)	7
Conducibilità distillato uS/cm	2,3
Alimentazione V 50-60 Hz	400 3+N
Potenza W	4800
Assorbimento A	21
Diametro ingresso acqua mm	13
Diametro uscita acqua raffreddamento mm	20
Diametro uscita acqua distillata mm	13
Dimensioni LxPxH mm	710x300x500
Peso in Kg	20