

- Campo di Temperatura da T.Amb.+5°C a +80°C
- Porta interna in vetro
- N° 02 Ripiani Estraibili e regolabili in altezza
- Misure utili 460x430x390mm LxPxH
- Misure Esterne 600x565x710mm LxPxH
- Volume 75 L
- Controllo Digitale e Termostato di Sicurezza
- Sonda PT100, Relè Statico Zero Crossing
- **Stato: Ricondizionato Garanzia 6 Mesi**
- Riferimento 10 Mat. 34.887

