

- Campo di Temperatura da T.Amb.+10°C a +300°C
- N° 02 Ripiani Estraibili e regolabili in altezza in Acciaio Inox
- Misure utili 400x400x600mm LxPxH
- Misure Esterne 730x565x780mm LxPxH
- Volume 96 L
- Controllo Analogico e Termostato di Sicurezza
- Sonda PT100, Relè Statico Zero Crossing
- **Stato: Ricondizionato con Garanzia 6 Mesi.**
- Riferimento 09 Mat. 34888

