

DataLogger Bluetooth - senza Display



GCX603-XXXXXX

Versione con sensore esterno, senza Display.

Ideale per monitoraggio ghiaccio secco e congelatori, non necessita di aprire il collo un cui si trova per scaricare i dati. Trasmissione dati wireless via Bluetooth® ad un dispositivo Android o iOS, compatibilità con le seguenti versioni iOS 8.3, 8.4, 9.0, 9.1, 9.2 / Android (pending) 4.4, 5.0, 5.1.

Protocollo di trasmissione BLE (Bluetooth Low Energy), Bluetooth Smart, 4.0.

L'app gratuita Intemp App permette di programmare, visualizzare e scaricare i dati, configurare allarmi e condividere i file in maniera semplice e veloce fino a 30 metri di distanza

Il software cloud Intemconnect consente di sincronizzare i dati dal dispositivo mobile direttamente sul server di Onset per avere i dati sempre fruibili e per ricevere tutti gli allarmi in diretta via mail a tutti gli indirizzi prefissati.

Fornito completo di sonda esterna lunghezza cavo 1,5mt e certificato riferito NIST su 3 punti fissi.

Caratteristiche tecniche:

Campo di utilizzo strumento: $-30^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$

Campo di misura SONDA: $-95^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$

Precisione: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ nel range $-10 \div +50^{\circ}\text{C}$
 $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ nel range $-95^{\circ} \div -40^{\circ}\text{C}$

Capacità di memoria: 16.000 dati

Allarmi sono e visibili a bordo strumento.

Protezione: IP65

Certificazioni: CE ; FCC

Dimensioni: 6.9 x 4.5 x 1.1 cm

Dimensioni stelo sonda: 32x5mm

Lunghezza cavo sonda: 1,5 mt

Tempo di risposta sonda: 90 sec.

Batteria: CR2450 3V litio

durata 1 anno ca, non sostituibile

Peso: 25,5g



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =

Il produttore si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche e l'estetica del prodotto.

Dal 1960 Progettazione – Costruzione – Vendita e Assistenza di Apparecchi Scientifici ed Industriali

www.galli2europe.com

F.lli Galli G.&P. - Via dell'Artigianato 12, 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele, Milano (Italy)

Phone: +39 0290720705 - info@galli2europe.com