



ULTRACONGELATORI
E CONGELATORI
DA LABORATORIO **-10/-85°C**

GFreezy

130 | 230 | 300 | 360 | 420 | 480



Progettati per utilizzo in campo
Scientifico e Tecnologico.

Ideali per la conservazione di prodotti **Biologici, Farmaci e Vaccini.**

DAL 1960 PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, VENDITA
E ASSISTENZA APPARECCHI SCIENTIFICI E INDUSTRIALI



ULTRACONGELATORI E CONGELATORI -10/-85°C DA LABORATORIO


GFreezy 130 | 230 | 300 | 360 | 420 | 480



Modello	GFreezy130	GFreezy230	GFreezy300	GFreezy360	GFreezy420	GFreezy480
Volume	130 l	226 l	300 l	360 l	416 l	480 l
Interno w1 x d1 x h1	520 x 450 x 650 mm	850 x 450 x 650 mm	1100 x 450 x 650 mm	1300 x 450 x 650 mm	1500 x 450 x 650 mm	1540 x 490 x 670 mm
Vano w2 x h2	320 x 400 mm	650 x 400 mm	900 x 400 mm	1100 x 400 mm	1300 x 400 mm	1340 x 420 mm
Isolamento	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	80 mm
Refrigerante	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Alimentazione	230V 1f 50Hz	230V 1f 50Hz	230V 1f 50Hz	230V 1f 50Hz	230V 1f 50Hz	230V 1f 50Hz
Esterno w x d x h	730 x 660 x 870 mm	1100 x 660 x 870 mm	1310 x 660 x 870 mm	1510 x 660 x 870 mm	1710 x 660 x 870 mm	1710 x 660 x 870 mm
Imballo w x d x h	830 x 760 x 970 mm	1200 x 760 x 970 mm	1410 x 760 x 970 mm	1610 x 760 x 970 mm	1710 x 760 x 970 mm	1810 x 760 x 970 mm
GFreezy -45°C	-10°C ÷ -45°C	-10°C ÷ -45°C	-10°C ÷ -45°C	-10°C ÷ -45°C	-10°C ÷ -45°C	-
Potenza - Consumo 24h	190VA - 3,1kwh	305VA - 4,1kwh	340VA - 4,9kwh	360VA - 5,2kwh	380VA 6,4kwh	-
Peso Netto - Peso Lordo	46 - 50kg	60 - 65kg	67 - 73kg	74 - 80kg	80 - 98kg	-
GFreezy -60°C	-30°C ÷ -60°C	-30°C ÷ -60°C	-30°C ÷ -60°C	-30°C ÷ -60°C	-	-30°C ÷ -60°C
Potenza - Consumo 24h	375VA - 4,3kwh	455VA - 5kwh	544VA - 5,2kwh	587VA - 6,1kwh	-	612VA - 9,2kwh
Peso Netto - Peso Lordo	56 - 64kg	67 - 75kg	80 - 90kg	90 - 99kg	-	95 - 105kg
GFreezy -85°C	-50°C ÷ -85°C	-	-50°C ÷ -85°C	-	-50°C ÷ -85°C	-
Potenza - Consumo 24h	480VA - 5,8kwh	-	710VA - 8,5kwh	-	840VA - 10kwh	-
Peso Netto - Peso Lordo	56 - 65kg	-	80 - 90kg	-	95 - 106kg	-

Il produttore si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche e l'estetica del prodotto.

- Scelta tra 6 diversi volumi interni.
- Scelta tra 3 Campi di temperatura -45°C -60°C e -85°C
- Controllo a Microprocessore Digitale con risoluzione di $\pm 0,1^\circ\text{C}$.
- Sistema di Allarme Acustico-Luminoso.
- Contatto di Allarme per connessione a sistemi esterni remoti.
- Efficiente isolamento evita dispersioni verso l'ambiente.
- L'apertura dall'alto consente l'accesso al vano per le operazioni di carico e scarico e riduce la perdita di "freddo".
- Portello completo di chiusura con chiave per limitare gli accessi, GFreezy -85°C fornito di pannelli interni di contro-chiusura vano.
- Compatto, di facile posizionamento, occupa poco spazio, GFreezy -85°C e -60°C fornito con ruote, Grefry-45°C con piedini.



- Sistema di refrigerazione esclusivo abbina la tecnologia ad un compressore con una miscela di gas refrigeranti naturali ed ecologici.

F.lli Galli G.&P. : Via dell'Artigianato 12
20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele - Milano Italia
Phone +39 0290720705 - info@galli2europe.com

www.galli2europe.com

