

Frigocongelatore Professionale da Laboratorio



Ideale per la corretta conservazione a bassa temperatura.
 Ottimo isolamento termico su tutte le pareti.
 Interno in Acciaio Inox - Esterno verniciato.
 Ripiani estraibili e regolabili in altezza.
 Porta con guarnizioni magnetiche e chiave.
 Versione con Porta vetrata per l'osservazione interna.
 Microinterruttore Apertura ante.
 Pannello comandi con Sistema di Controllo della Temperatura Digitale con Display 0,1°C.
 Gestione degli Allarmi.
 Sonde di temperatura al Platino PT1000.

Compressore ermetico con Gas Ecologico.



Alimentazione 230V 1f 50Hz.

CODICE	GREFRY Frigocongelatore da Laboratorio	Dim. Interne LxPxH mm	Dim.Esterne LxPxH mm	Peso netto kg	Dim.Imballo LxPxH mm	Peso lordo kg
GREFRY-300XCF	GREFRY Doppio Vano Frigorifero 200L +2+12°C, Ventilato, 3 Ripiani, Congelatore 100L -30-10°C, 2 Ripiani, Digitale, All.AcusticoVisivo, DataLogger, USB	TN 480x465x920 BT 480x465x460	600x600x1935	125	700x700x2150	140
GREFRY-300VCF	GREFRY Doppio Vano Frigorifero 200L +2+12°C, Porta Vetrata, Ventilato, 3 Ripiani, Congelatore 100L -30-10°C, 2 Ripiani, Digitale, All.AcusticoVisivo, DataLogger, USB	TN 480x465x920 BT 481x466x461	600x600x1970	125	680x680x2150	141



Professional Laboratory Refrigerator and Freezer



Suitable for low temperature storage.
 Excellent thermal insulation on every wall.
 Stainless Steel internal chamber.
 Galvanized Steel exterior, PVC coated.
 Extractable and height adjustable shelves.
 Door with magnetic gaskets and lock with key.
 Available with glass door for internal observation.
 Microswitch at door opening.
 Control panel with digital temperature control system and 0,1°C display.
 Alarm control system.
 Platinum PT1000 temperature probes.

Hermetic compressor with ecofriendly gas.



Power supply 230V 1f 50Hz

CODE	GREFRY Laboratory Refrigerator and Freezer	Interior Dim. WxDxH mm	Exterior Dim. WxDxH mm	Net Weight kg	Packaging Dim. WxDxH mm	Gross Weight kg
GREFRY-300XCF	GREFRY Double Compartment Refrigerator 200L +2+12°C, Ventilated, 3 Shelves, Freezer 100L -30-10°C, 2 Shelves, Digital, Visual Acoustic Alarm, DataLogger, USB	NT 480x465x920 LT 480x465x460	600x600x1935	125	700x700x2150	140
GREFRY-300VCF	GREFRY Double Compartment Refrigerator 200L +2+12°C, Glass Door, Ventilated, 3 Shelves, Freezer 100L -30-10°C, 2 Shelves, Digital, Visual Acoustic Alarm, DataLogger, USB	NT 480x465x920 LT 481x466x461	600x600x1970	125	680x680x2150	141

